

Использование STROPKO ИРРИГАТОРА™



- **ВНИМАНИЕ:** Давление воздуха в пистолете вода-воздух должно быть надлежащим образом отрегулировано. Нормальное давление воздуха в стоматологическом пистолете составляет 30-50 фунтов, поэтому должно быть снижено до 4-10 фунтов для безопасного использования Stropko ирригатора. При использовании в эндодонтии для высушивания воздухом корневых каналов давление воздуха в пистолете должно быть снижено до 1-3 фунтов. Это легче сделать с помощью регулятора Чепмена-Хаффмана и калибровочного набора № 17-050-00.
- В старых моделях трехпозиционного пистолета вода-воздух имеется небольшой штифт для установки в переходник с кнопками воздуха и воды, что предотвращает внезапное "выскакивание". Если данного штифта нет, то должна быть приобретена новая версия трехпозиционного пистолета для безопасного использования Stropko ирригатора (DCI Quick Clean Syringe # 3430). Если штифт присутствует, то пистолет можно использовать при безопасном давлении 4-10 фунтов для большинства процедур.
- Если пистолет имеет «быстрый разъем», уберите стандартный наконечник пистолета и замените его на Stropko ирригатор. В старых моделях пистолет крепится гайкой и шайбой, и они должны быть заменены на новые шайбу и втулку для Stropko ирригатора. Осторожно используйте гаечный ключ, иначе это может привести к повреждению Stropko ирригатора и / или пистолета.
- Выберите необходимую иглу или насадку и вставьте полностью в Stropko ирригатор для предотвращения смещения во время использования. Любая игла или насадка должны быть не меньше 27 калибровочного размера. Не используйте другие иглы или насадки, которые больше в размере в месте прикрепления иглы или меньше 27 калибровочного размера.
- Stropko ирригатор может быть использован для более тщательного промывания любым раствором и более лучшего высушивания, чтобы затем перейти к следующему этапу лечения. ПРИМЕЧАНИЕ: Между применением воды и воздуха, будет поступать спрей или продолжать выделяться вода, пока из ирригатора и иглы не удалятся остатки жидкости. Для высушивания воздухом корневых каналов при проведении эндодонтического лечения необходимо использовать одну отдельную кнопку «воздух» на пистолете при рекомендуемом давлении 1-3 фунта.
- Stropko ирригатор должен подвергаться автоклавированию после каждого использования, не превышая 135° по Цельсию или 275 ° по Фаренгейту.

