

STOMTECH PRO

— профессиональные порошки нового поколения для воздушно-абразивной обработки зубов

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для максимальной эффективности, деликатности и комфорта пациента во время процедуры



ПРЕИМУЩЕСТВА STOMTECH PRO

Максимально щадящее воздействие
на эмаль и дёсны

Три уровня обработки — от глубокой
очистки до полировки

Мгновенный визуальный результат и
ощущение свежести

Универсально подходит для
большинства air-flow систем (NSK,
Kavo, EMS и др.)

Отечественное производство,
стабильное качество, оптимальная
цена

Гипоаллергенный – не содержит
отдушек и красителей



Подготовка к процедуре



1. Подготовьте стандартный пескоструйный наконечник (air-flow-аппарат, соответствующий оборудованию клиники).



2. Заполните резервуар аппарата порошком **STOMTECH PRO DELICATE**, согласно инструкции аппарата (объём зависит от модели).
Подготовьте **HARD** и **ULTRA** (каждая фракция - свой контейнер).



3. Установите подходящее давление и подачу жидкости/воздуха (согласно рекомендациям аппарата).

4. Подготовьте тёплую воду (не холодную): тёплая вода повышает комфорт и снижает чувствительность во время процедуры.

5. Подключите аспирацию (высокоскоростной отсос) и слюноотсос — обязательны.



6. Используйте защиту для слизистой рта, особенно у пациентов с чувствительностью.

7. При сильном кровотечении десен, открытых ранах или воспалении — отложите проведение процедуры до стабилизации состояния.



8. Защитите мягкие ткани пациента (ватные валики, очки салфетки).

Диагностика и индикация



1. Осмотрите полость рта пациента зеркалом и зондом.

2. Окрасьте индикатором налета для визуализации налета.

Проведение процедуры



1. Держите наконечник на расстоянии 3–5 мм от поверхности зуба, под углом примерно 30–60° в направлении от десны.



2. Начинайте подачу порошка вместе с водяным потоком, аккуратно обрабатывая поверхности зубов и межзубные промежутки.



3. Двигайтесь плавно, без задержек на одном участке. Не направляйте струю порошка в одну точку слишком длительно - это может вызывать болезненные ощущения и повреждение десны.

4. Последовательно используйте три порошка - сначала **DELICATE 30 мкм** для общей очистки. Затем **HARD 40 мкм** в зонах сильной пигментации.

5. Затем **HARD 40 мкм** в зонах сильной пигментации.

6. **ULTRA 14 мкм** как завершающий этап полировки всей обработанной поверхности — короткие проходы, чтобы добиться блеска и гладкости.



7. Особое внимание уделяйте зонам вокруг шейки зуба и линиям десны.

Завершение и уход после процедуры



1. Прополощите полость рта пациента большим количеством теплой воды.

2. Осмотрите поверхность зубов визуально и зондом.

3. При гиперчувствительности рекомендуется нанести реминерализующий препарат (следуя протоколу клиники).



4. Очистите и продезинфицируйте наконечник и другие части оборудования согласно инструкции производителя оборудования.
5. Проверьте остаток порошка в резервуаре — при необходимости добавьте новую дозу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не держите струю порошка **на одном месте дольше 1–2 секунд** — возникает риск излишней абразии или дискомфорта.
- Всегда используйте **аспирацию** — порошок и вода создают аэрозоль.
- Если пациент имеет выраженные респираторные проблемы (тяжелая астма) — проконсультируйтесь и при необходимости отложите процедуру или **используйте дополнительные меры защиты**.
- Не используйте **STOMTECH PRO HARD** в слабых участках эмали и при выраженном оголении дентина **без защиты/ремонтотерапии**.
- Для пациентов с **имплантатами и брекетами** — используйте тонкие движения и порошок **STOMTECH PRO DELICATE**.
- Сначала обработайте **менее чувствительные зоны**, потом переходите к более проблемным.
- **Для детей** делайте короткие сессии — давайте паузы для отдыха ребенка между подходами.

Хранение

Храните порошок в сухом месте, при комнатной температуре.
Плотно закрывайте банку после использования — **продукт чувствителен к влаге**.

STOMTECH PRO

Сделано с заботой в России



Перед началом работы убедитесь, что сопло наконечника соответствует указанному диаметру и заявленной фракции порошка **STOMTECH PRO** (в соответствии с техническими характеристиками аппарата)

ВАЖНО

Перед процедурой убедитесь, что сопло наконечника сухое и подача воздуха не содержит влаги. Влажный воздух или конденсат в системе могут временно забить сопло — это нормально.

Если сопло всё-таки забилось, выполните следующие действия:

1. Остановите подачу порошка.
2. Снимите наконечник или снимите сопло (в зависимости от конструкции).
3. Продуйте и/или промойте сопло, удалите остатки порошка, проверьте, нет ли влаги или склеивания.
4. Установите обратно, проверьте подачу и работайте дальше.

Благодаря соблюдению этих рекомендаций, ваша процедура гигиены будет эффективной, безопасной и экономичной.



STOMTECH PRO
Сделано с заботой в России

Рекомендации для пациента

1. Не есть окрашивающие продукты (чай, кофе, свекла, яркие ягоды) 2–4 часа.
2. Обычная чистка зубов — как обычно, мягкой щёткой через 2–3 часа.
3. Подобрать оптимальные средства гигиены - после проведения процедуры использовать новую щетку.

STOMTECH**PRO**

Это стремление к независимости от поставщиков и нестабильных цен на зарубежные материалы. Стремление обеспечивать пациентов стабильным, высоким качеством услуг — каждый день, без компромиссов.

С уважением, команда STOMTECH **PRO**



<https://stomtech.pro/>

+7 (930) 766 99 88
Stomtech.pro@yandex.ru

305022, Курская Область, г
Курск, ул Соловьиная,
зд. 51, офис 16

