STOMTECH

PRO

клинические рекомендации



STOMTECH PRO — революция в профессиональной гигиене полости рта

STOMTECH PRO HARD — это профессиональный порошок для гигиены полости рта, который создан для борьбы с плотным пигментированным налетом, используется на любом стандартном пескоструйном наконечнике типа AirFlow.

Мы рекомендуем использовать **STOMTECH PRO HARD** в качестве предпоследнего этапа в процедуре профессиональной гигиены полости рта для полной уверенности в проводимой манипуляции.

Ввиду более интенсивного воздействия абразивности данного порошка, необходимо заполировать поверхность зуба мелкодисперсным порошком на основе эритритола.

STOMTECH PRO HARD - ваша уверенность в том, что любой налет будет ликвидирован быстро и результативно. Гипоаллергенный.

Мы не используем никаких отдушек потому что бережно относимся к здоровью пациентов

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

1. Диагностика и оценка состояния полости рта

- Визуальный осмотр с помощью зеркала и зонда
- Окрашивание биопленки для визуализации налета
- Оценка состояния десен (индексы CPI, BOP, PSR)

2. Мотивация и информирование пациента

- Объяснение необходимости процедуры
- Демонстрация зон скопления биопленки с помощью окрашивания
- Фотопротокол

3. Удаление наддесневого и поддесневого налета, биопленки и поверхностной пигментации с помощью стоматологического порошка **STOMTECH PRO DELICATE/ULTRA**

4. Обработка участков с плотной пигментацией порошком **STOMTECH PRO HARD**

5. Удаление зубного камня ультразвуком



*Оценка состояния дёсен (индексы CPI, BOP, PSR)

CPI (Community Periodontal Index) — индекс, отражающий наличие зубного камня, карманов и кровоточивости;
BOP (Bleeding on Probing) — индекс кровоточивости при зондировании, указывающий на воспаление дёсен;
PSR (Periodontal Screening and Recording) — скрининговый индекс для быстрой оценки пародонтального статуса и выявления необходимости лечения.</small>

5. Полировка и рем-терапия

- Финишная обработка поверхности зубов порошком STOMTECH PRO DELICATE / ULTRA с целью полировки
- Аппликация реминерализующими лекарственными средствами по показаниям

6. Контроль качества и рекомендации

- Индивидуальные рекомендации по уходу (подбор щетки, пасты, ирригатора)
- Назначение следующего визита (интервал 3–6 месяцев)

Этот протокол соответствует современным стандартам профилактической стоматологии и рекомендован для использования в клиниках премиум-класса.

Отлично

подходит для ежедневной практики врача стоматолога-гигиениста

Эффективно

удаляет сложные пигментации, такие как налет курильщика

на 35%

меньше гранулы чем у аналогов



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

STOMTECH PRO HARD 40 мкм

Основные характеристики:

- Размер частиц: 40 микрон
- Назначение: удаление плотного наддесневого налёта

Преимущества:

- Эффективно устраняет стойкий пигментированный налёт
- Подходит для работы в пришеечной зоне, у курящих пациентов и в труднодоступных участках
- Быстро восстанавливает естественный цвет зубов

Важно:

- Не используется для удаления твёрдых зубных отложений — для этого применяется ультразвук
- Не рекомендуется для чувствительных зубов

Совместимость:

- Подходит для любых стандартных пескоструйных систем



STOMTECH PRO

Удаляет не только биопленку, но и налёт, пигментацию
и слабоминерализованные зубные отложения, а также налет курильщика



STOMTECH PRO

Это максимально комфорт для маленьких пациентов, отсутствие боли и согласие на повторные визиты







STOMTECH PRO

это желание не зависеть от поставок и непредсказуемых цен на материалы. Желание давать пациентам высокий уровен услуг изо дня в день.

С уважением, команда STOMTECH PRO

https://stomtech.pro/

+7 (930) 766 99 88

info@stomtech.pro

305022, Курская Область, г Курск, ул Соловьиная, зд. 51, офис 16



STOMTECH PRO

Сделано с заботой в России

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ДЛЯ ЗАМЕТОК: